

# Kaliber za 1689

1689.1




## Profili



## Atributi izdelka

- Kaliber omogoča postavitev navpičnih rok centrirnega stojala nazaj v središčni položaj.
- Za natančno umirjanje centrirnega stojala izberite pravi model kalibra, glede na model centrirnega stojala.
- Stojalo za centriranje koles verzija 1 (črno barvana in kromirana) izberite kaliber 629229.
- Stojalo za centriranje koles verzija 2 (črno barvana, v prodaji od junija 2022) izberite kaliber 629288.



629229

D

8

B

170

L

270

A

3



230



D

B

L

A



629288

8

190

270

3

243

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)

